



HW-210

BMI超音波身高體重計

醫院、學校、健身房、塑身中心...
Hospital, School, Gym, Fitness Center...

特性 (Features)

- 超音波感測自動身高測量，快速精準；非機械式碰觸，無心理負擔。
- 自動換算BMI值，同步提示體重偏輕或過胖(依衛生署建議標準)。
- 衣物扣重功能(Clothing weight removal function)，以取得更準確測量值。
- 立桿長度二段調整(最大測量高度180 or 210cm)，彈性配合室內高度限制。
- 選配RS232串列界面連接電腦及資料配套軟體，整合量測數據及資料。
- 內藏蓄電池可待機40小時以上。
- 鋁合金壓鑄一體成型基座，結構緊實精緻美觀、堅固耐用。
- 模組化架構，設計精巧，維護及搬運容易。
- 量測速率：最快可達 3秒/次 或 1100次/小時
- M.I.T. 100%台灣製造

選配 (Option)

- RS232介面
- 嵌入式迷你印表機

規格 (Specification)

型號 (Model)	HW-210
身高 (Height)	50~210cm / 0.5 or 0.1cm
體重 (Weight)	5~210kg / 0.1kg
身體質量指數(BMI)	15~40 / 0.1
顯示幕 (Display)	字高25mm / 6-4-3位LCD附背光
電源 (Power)	AC110V+10%,60Hz;或DC6V蓄電池
淨重/毛重 (N.W./G.W.)	27.6kg / 32.6kg
外型尺寸(Dimension)	42(W) x 55(D) x 243(H) [cm]
包裝尺寸(Dimension)	108(L) x 89(W) x 24(H) [cm]

註：規格若有變動，恕不另通知！



耀越精密股份有限公司

Tel: +886 2 29180121 新北市231新店區寶興路53號4樓
Fax: +886-2-29183652 Email: dom@uwe.com.tw
http://www.uwe.com.tw

