

UWE SEK 桌上型高精度檢校功能電子秤



- 兼具計重、計數、百分比量測之特性。
- 可設定上、下限,配合蜂鳴器作警示的檢校特性。
- 具備 RS-232C 及印表機之界面能力。
- 雙色 LED 顯示充電狀態：
紅色 = 充電中 綠色 = 已充飽。

選配:

- 可外接 UTP-50 . UTP-1000 熱感標籤印表機

型號	最大秤量	解析度	秤盤尺寸(mm)
SEK-3000	3000g	0.05g	(小)292*180
SEK-6000	6000g	0.1g	(小)292*180
SEK-12K	12kg	0.2g	230*345
SEK-30K	30Kg	0.5g	230*345
SEK-60K	60Kg	1g	230*345



耀越精密股份有限公司

電話：02-29180121(8 線) 傳真：02-29181419

地址：新北市新店區寶興路 53 號 4 樓

<http://uwe.com.tw> e-mail: dom@uwe.com.tw

